

Tillverkare		Mätprincip	Mäter	Pump	Känslighet	Vikt
Scintrex Ltd	RTA-30 (Radon Thoron Analyser)	Uppsamling radondöttrar på filter och halvledare	Radon- och Torondöttrar	Ja	Radondöttrar(tot)– 1 cpm/Bq/m-3	6,3 kg
Scintrex Ltd	System-30	Uppsamling radondöttrar på filter och halvledare	Radon- och torondöttrar samt Radongas	Ja	Radondöttrar– 1 cpm/Bq/m-3 Radongas(slow) – 0,022 cpm/Bq/m-3	8,6 kg
Gammadata	Atmos	Pulsjonkammare	Radongas via Rn-222 och Po-218	Ja, 1 l/min	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 45 Bq/m3	14 kg
Durridge	Rad7	Spänningssatt mätkammare med halvledardetektor	Radongas via Po-218 eller via Po-218+Po-214.Torongas via Po-216	Ja	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 147 Bq/m3	4,4kg
Sarad	RTM2200	Spänningssatt mätkammare med 4 st halvledardetektor på 2 cm2/styck	Radongas via Po-218 eller via Po-218+Po-214.Torongas via Po-216	Ja, 0,3 l/min	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 333Bq/m3	6 kg
Saphymo	Alfaguard PQ2000PRO	Pulsjonkammare	Radongas via Rn-222 och Po-218 eller totalalfa	Option 0,6 l/min	Radongas sniff mode: 1 cpm vid 60 Bq/m3	4,5 kg

1 cpm= 1 puls per minut